

WCS® Light

Chaussures fermées pour pansements et diabétiques



- > Traitement du pied diabétique
- > Cicatrisation des plaies ouvertes et des ulcères légers
- > Décharge de la pression
- > En phase postopératoire, après des interventions chirurgicales des orteils et/ou de l'avant-pied

Code LPPR : 7161025



DARCO

Prise en charge individuelle des plaies

Les zones de pression et plaies ouvertes font partie des séquelles les plus fréquentes du diabète et constituent à de nombreux égards un grand défi en ce qui concerne le défi et la décharge du pied.



- > Zone des orteils sans coutures
- > Matériau extérieur extensible et perméable à l'air
- > Zone des orteils aux dimensions généreuses pour les pansements minces
- > 4 semelles amovibles de différentes couleurs et duretés Shore; une forme individualisée des semelles permet une création sélective de zones de décharge plantaire
- > Bonne stabilité des talons grâce à contrefort élevé
- > Optique discrète

Notamment au stade initial du syndrome du pied diabétique, c'est-à-dire pour les escarres légères, le patient diabétique a besoin d'une chaussure confortable et sûre qui assure la décharge nécessaire et peut se porter à l'intérieur et à l'extérieur.

Avec la nouvelle WCS® Light, DARCO propose le système à 4 semelles éprouvé pour une possibilité de traitement individuelle pour la décharge de pression sous la forme d'une chaussure fermée. Le matériau extérieur léger et perméable à l'air assure un confort de port élevé et laisse suffisamment de place pour les pansements.



Système de la semelle intérieure



Matériau	Densité	Épaisseur	Duromètre*
Plastazote®	doux	6,3 mm	26
EVA	medial	6,3 mm	42
EVA	ferme	6,3 mm	50
Mousse de la semelle	haut	3,1 mm	29

*Les valeurs de duromètre peuvent varier de 2° à 3°.

TAILLE RÉF.

Couleur : Noir

XS	35,0 – 36,0	WC SL0
S	37,0 – 38,0	WC SL1
S/M	39,0 – 40,0	WC SL7
M	41,0 – 42,0	WC SL2
L	43,0 – 44,0	WC SL3
XL	45,0 – 46,0	WC SL4
XXL	47,0 – 48,0	WC SL5

Disponible uniquement en paire